

Safe Ear Curettes™

Οι ασφαλείς κιουρέτες αυτιών Bionix® επιτρέπουν στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να αφαιρούν απαλά και με ασφάλεια την κυψελίδα με είδη που ταιριάζουν στον διαφορετικό τύπο κεριού και την ατομική προτίμηση.



ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Οι σκληρές, άκαμπτες μεταλλικές κιουρέτες όχι μόνο προκαλούν πόνο και δυσφορία στους ασθενείς, αλλά και μπορούν εύκολα να προκαλέσουν βλάβη στον ακουστικό πόρο και την τυμπανική μεμβράνη.

ΛΥΣΗ

Οι ασφαλείς κιουρέτες αυτιών Bionix είναι εύκαμπτες, για τη μείωση του τραυματισμού στον ακουστικό πόρο κάτι που τις κάνει πιο ασφαλείς από τις μεταλλικές κιουρέτες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τύποι ρύγχους με επτά χρωματικούς κωδικούς για να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες, δίνοντάς σας “το σωστό εργαλείο για κάθε εργασία” για κάθε περίπτωση κυψελίδας.

“Χρησιμοποιούσα τις κιουρέτες αυτιών Bionix από τότε που έκανα ειδικότητα. Για εμένα, είναι το χρυσό πρότυπο.” – Sidney Shah, MD

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΗΠΑ)

Κωδικός/Περιγραφή CPT

69210 - Για πιθανή επιστροφή χρημάτων ενσφηνωμένης κυψελίδας.



Obelis s.a • Boulevard Général Wabis 53 • 1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2.732.59.54 • Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-Mail: mail@obelis.net



Bionix LLC • 1670 Indian Wood Circle, Maumee, Ohio 43537, United States
Phone: +1 419.727.8421 • Fax: +1 800.455.5678 • www.Bionix.com



ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Safe Ear Cures™

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κίτρινη CeraSpoon® | #6333

Η κίτρινη CeraSpoon είναι ιδανική για πιο μαλακό κερί, ειδικά σε ασθενείς που παράγουν εξαιρετικές ποσότητες κυψελίδας. 4 χιλ.

Πορτοκαλί ControlLoop® | #2999

Η πορτοκαλί ControLoop έχει ρύγχος με κάμψη τύπου "Sharpleigh" που επιτρέπει στο κερύ να εξαχθεί απευθείας από τον ακουστικό πόρο. 4 χιλ.

Κόκκινη AngleLoop® | #3444

Η κόκκινη AngleLoop διαθέτει ρύγχος με γωνία που διευκολύνει την πρόσβαση σε δυσπρόσιτη, σκληρή κυψελίδα που είναι συνήθης σε ηλικιωμένους ασθενείς. 4 χιλ.

Λευκή FlexLoop® | #9555

Η λευκή FlexLoop είναι μια κιουρέτα γενικής χρήσης που έχει σχεδιαστεί για κανονικό χειρισμό κιουρέτας σε ποικιλία ασθενών, 4 γιλ.

Moß VersaLoop® | #4111

Η μοβ VersaLoop διαθέτει λείο, ευέλικτο ρύγχος που δίνει στον χρήστη εξαιρετικό έλεγχο ενώ προσφέρει στον ασθενή περισσότερη άνεση. 3 χιλ.

Μπλε InfantScoop® | #4888

Η μπλε InfantScoop έχει σχεδιαστεί για μικρότερα αυτιά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω ωτοσκοπίου. 2 χιλ.

Πράσινη MicroLoop® | #1222

Η πράσινη MicroLoop είναι κατασκευασμένη από πιο άκαμπτο υλικό και έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί τη σκληρή, ενσφονωμένη κυψελίδα. 3 γιλ.



ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΙΟΥΡΕΤΑΣ

1. Χρησιμοποιήστε ωτοσκόπιο για να προσδιορίσετε τη θέση της κυψελίδας.
2. Επιλέξτε την κατάλληλη κιουρέτα για τον τύπο ασθενούς και κυψελίδας.
3. Τοποθετήστε την κιουρέτα στον ακουστικό πόρο και αφαιρέστε την κυψελίδα.
4. Επαναλάβετε την εξέταση με το ωτοσκόπιο και προσδιορίστε τη θέση τυχόν υπολειμμάτων κυψελίδας.



ΧΡΗΣΗ ΚΙΟΥΡΕΤΑΣ ΜΕ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ

1. Χρησιμοποιήστε ωτοσκόπιο για να προσδιορίσετε τη θέση της κυψελίδας.
2. Χρησιμοποιήστε μία από τις Youth Safe Ear Currettes™.
3. Σύρετε τον μεγεθυντικό φακό στη μία πλευρά.
4. Τοποθετήστε την κιουρέτα στο ωτοσκόπιο και αφαιρέστε την κυψελίδα.

“Η ποικιλία μεγεθών και σχημάτων ρυγχών κάνει την αφαίρεση του κεριού από τα αυτιά ευκολότερη από ποτέ.” - Carl A. Moritz, Jr., MD

Τα BIONIX®, CeraSpoon®, FlexLoop®, InfantScoop®, MicroLoop®, AngleLoop®, VersaLoop® και ControlLoop® είναι σήματα κατατεθέντα. Safe Ear Curettes είναι εμπορικό σήμα της BIONIX.



ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

800.551.7096 • www.bionix.com