

Système de désobstruction DeClogger[®] pour sonde d'alimentation entérale

Le système de désobstruction Bionix[®] DeClogger aide les professionnels de santé à dégager les sondes G, J et PEG obstruées en moins de deux minutes pour rétablir l'administration des médicaments et réduire le remplacement inopportun des sondes.



PROBLÈME

Inévitablement, au fil du temps, les sondes G, J et PEG s'obstruent, empêchant l'administration de nutriments et de médicaments aux patients.

SOLUTION

Système de désobstruction DeClogger, dispositif fileté sûr et flexible qui traverse les occlusions pour rétablir rapidement l'administration de nutriments et de médicaments aux patients dont les sondes d'alimentation entérale sont obstruées.

RÉSULTATS

Désobstruction des sondes d'alimentation entérale en moins de deux minutes afin de permettre le rétablissement de l'administration des nutriments et des médicaments dont les patients ont besoin.

« Le système de désobstruction DeClogger m'a permis de réduire considérablement le remplacement des sondes. » - Scott Polsky, MD



Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2.732.59.54 • Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-Mail: mail@obelis.net
Bionix LLC • 1670 Indian Wood Circle, Maumee, Ohio 43537, United States
Phone: +1 419.727.8421 • Fax: +1 800.455.5678 • www.Bionix.com



DES SOLUTIONS INNOVANTES AUX PROBLÈMES QUOTIDIENS

Système de désobstruction DeClogger® pour sonde d'alimentation entérale

PRÉSENTATION DU PRODUIT - Les systèmes de désobstruction DeClogger sont proposés à raison de 10 unités par boîte.

GASTROSTOMIE OU JÉJUNOSTOMIE



DeClogger bleu | n° 911

Taille: 14 – 16 Fr
Longueur: 39,5 cm
Compatible avec ENFit®



DeClogger jaune | n° 912

Taille: 16 – 22 Fr
Longueur: 39,5 cm
Compatible avec ENFit®



DeClogger vert | n° 913

Taille: 20 – 22 Fr
Longueur: 39,5 cm
Incompatible avec ENFit®

TYPE PEG OU TYPE DE REMPLACEMENT



DeClogger marron | n° 921

Taille: 14 – 16 Fr
Longueur: 21,5 cm
Compatible avec ENFit®



DeClogger orange | n° 922

Taille: 18 – 24 Fr
Longueur: 21,5 cm
Compatible avec ENFit®

ESSAIS AU BANC

Essais au banc réalisés	Type d'essai	Scénario	Nombre d'essais	Résultats des essais	Niveau C/R
Élimination des obstructions	Simulation d'utilisation	Taille de sonde max et taille de sonde min. ; pire scénario	n=30/taille de sonde	100 % de succès	95/90
Délai de désobstruction				MOY + ÉT < 2,0 min.	
Défaillance des composants				Aucune défaillance	
Compatibilité avec ENFit				100 % compatible	

*Les essais au banc de laboratoire ont été réalisés au sein de Bionix dans les pires scénarios. Les sondes ont été occluses avec un coagulat de protéines et de fibres. Le mode d'emploi du système de désobstruction DeClogger® a été suivi pour préparer et éliminer les occlusions. Un chronomètre a été utilisé pour mesurer la durée totale de la procédure, depuis le contrôle de la perméabilité à l'élimination visible de l'obstruction (vérifiée avec une seringue). Le pire scénario est défini comme la plus grande sonde et la plus petite sonde indiquées pour chaque style du système de désobstruction DeClogger. La « compatibilité avec ENFit » est définie comme la capacité du système de désobstruction DeClogger à traverser librement le dispositif d'alimentation approuvé ENFit sans exercer aucune force superflue lors de son insertion.

ENFit® et NRFit™ sont des marques de commerce de GEDSA.



DES SOLUTIONS INNOVANTES AUX PROBLÈMES QUOTIDIENS

+1 800.551.7096 • www.bionix.com