

# Tubo di alimentazione enterale DeClogger®

Bionix® DeClogger aiuta gli operatori sanitari a liberare in meno di due minuti tubi G, J e PEG ostruiti per ripristinare l'erogazione dei farmaci e ridurre la sostituzione prematura dei tubi.



## PROBLEMA

Inevitabilmente, col tempo, i tubi G, J e PEG si intasano impedendo ai pazienti di ricevere sostanze nutritive e farmaci.

## SOLUZIONE

DeClogger, un dispositivo filettato sicuro e flessibile in grado di forare le occlusioni per ripristinare rapidamente l'erogazione di sostanze nutritive e farmaci ai pazienti con tubi di alimentazione enterale ostruiti.

## RISULTATI

Tubi di alimentazione enterale privi di ostruzioni in meno di due minuti e in grado di fornire ai pazienti le sostanze nutritive e i farmaci di cui hanno bisogno.

*“Il DeClogger ha notevolmente ridotto la mia necessità di sostituire i tubi.”*

- Dr. Scott Polsky



Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Brussels, BELGIUM  
Tel: +(32) 2.732.59.54 • Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-Mail: mail@obelis.net  
Bionix LLC • 1670 Indian Wood Circle, Maumee, Ohio 43537, United States  
Phone: +1 419.727.8421 • Fax: +1 800.455.5678 • www.Bionix.com



SOLUZIONI INNOVATIVE PER I PROBLEMI DI OGNI GIORNO

# Tubo di alimentazione enterale DeClogger®

OFFERTA DI PRODOTTI - I DeClogger sono in confezioni da 10 per scatola.

GASTROSTOMIA O DIGIUNOSTOMIA



**DeClogger blu | N. 911**  
Dimensione: 14 - 16 French  
Lunghezza: 39,5 cm  
Compatibile con ENFit®



**DeClogger giallo | N. 912**  
Dimensione: 16 - 22 French  
Lunghezza: 39,5 cm  
Compatibile con ENFit®



**DeClogger verde | N. 913**  
Dimensione: 20 - 22 French  
Lunghezza: 39,5 cm  
Incompatibile con ENFit®

TIPO A PIOLIO PER SOSTITUZIONE



**DeClogger marrone | N. 921**  
Dimensione: 14 - 16 French  
Lunghezza: 21,5 cm  
Compatibile con ENFit®



**DeClogger arancione | N. 922**  
Dimensione: 18 - 24 French  
Lunghezza: 21,5 cm  
Compatibile con ENFit®

## TEST AL BANCO

| Test al banco condotto                  | Tipo di test | Scenario                                                                           | Numero di test               | Risultati dei test  | Livello C/R |
|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| Rimozione dell'intasamento              | Uso simulato | Massima dimensione del tubo e min. dimensione del tubo; scenario del caso peggiore | n=30/<br>dimensione del tubo | 100% di successo    | 95/90       |
| Tempo per la rimozione dell'intasamento |              |                                                                                    |                              | MED + DS < 2,0 min. |             |
| Guasto di un componente                 |              |                                                                                    |                              | Nessun guasto       |             |
| Compatibilità ENFit                     |              |                                                                                    |                              | 100% compatibile    |             |

\*I test di laboratorio al banco sono stati eseguiti presso Bionix in scenari del caso peggiore. I tubi sono stati occlusi utilizzando una proteina coagulata e l'occlusione delle fibre. Le istruzioni per l'uso del DeClogger® sono state utilizzate per preparare e liberare le occlusioni. È stato utilizzato un cronometro per misurare l'intero tempo della procedura, a partire dal controllo di pervietà fino alla rimozione dell'intasamento visibile (controllato con una siringa). Lo scenario del caso peggiore è definito come il tubo più grande indicato e il più piccolo indicato per ogni tipo di DeClogger. La "compatibilità ENFit" è definita come la capacità del DeClogger di passare liberamente nel dispositivo di alimentazione approvato da ENFit senza che sia necessaria alcuna forza per l'inserimento.

ENFit® e NRFit™ sono marchi commerciali di GEDSA.



SOLUZIONI INNOVATIVE PER I PROBLEMI DI OGNI GIORNO

+1 800.551.7096 • [www.bionix.com](http://www.bionix.com)