

DeClogger® voor enterale voedingssondes

Bionix® DeClogger helpt zorgverleners om verstopte G-, J- en PEG-sondes in minder dan twee minuten te ontstoppen, zodat de toediening van medicatie kan worden hersteld en voortijdige vervanging van de sonde kan worden voorkomen.



PROBLEEM

G-, J- en PEG-sondes raken na verloop van tijd onvermijdelijk verstopt, waardoor patiënten geen voedingsstoffen en medicatie meer toegediend kunnen krijgen.

OPLOSSING

DeClogger, een veilig, flexibel hulpmiddel met schroefdraad dat zich door verstopping heen boort, zodat de toediening van voedingsstoffen en medicatie aan patiënten met een verstopte enterale voedingssonde snel kan worden hersteld.

RESULTATEN

Enterale voedingssondes die binnen twee minuten van verstopping zijn ontdaan en patiënten kunnen voorzien van de voedingsstoffen en medicatie die zij nodig hebben.

'De DeClogger heeft ervoor gezorgd dat ik veel minder vaak sondes hoef te vervangen.' - Scott Polsky, MD



Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2.732.59.54 • Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-Mail: mail@obelis.net
Bionix LLC • 1670 Indian Wood Circle, Maumee, Ohio 43537, United States
Phone: +1 419.727.8421 • Fax: +1 800.455.5678 • www.Bionix.com



INNOVATIEVE OPLOSSINGEN VOOR ALLEDAGSE PROBLEMEN

+1 800.551.7096 • www.bionix.com

©2021 Bionix LLC | INTL-0030-NL | Rev. C

DeClogger® voor enterale voedingssondes

PRODUCTAANBOD - DeCloggers worden geleverd in dozen van 10 stuks.

GASTROSTOMIE OF JEJUNOSTOMIE



Blauwe DeClogger | Nr. 911

Maat: 14 - 16 French
Lengte: 39,5 cm
Compatibel met ENFit®



Gele DeClogger | Nr. 912

Maat: 16 - 22 French
Lengte: 39,5 cm
Compatibel met ENFit®



Groene DeClogger | Nr. 913

Maat: 20 - 22 French
Lengte: 39,5 cm
Niet compatibel met ENFit®

TYPE PEG OF TYPE VERVANGING



Bruine DeClogger | Nr. 921

Maat: 14 - 16 French
Lengte: 21,5 cm
Compatibel met ENFit®



Oranje DeClogger | Nr. 922

Maat: 18 - 24 French
Lengte: 21,5 cm
Compatibel met ENFit®

PROEFBANKTESTS

Uitgevoerde test	Type test	Scenario	Aantal tests	Testresultaten	C/R-niveau
Verwijderen verstopping	Gesimuleerd gebruik	Max. & min. maat sonde Maat sonde; worst-case scenario	n=30/maat sonde	100% succes	95/90
Tijd om verstopping weg te nemen				Gem. + stdev. < 2,0 min.	
Defect aan onderdeel				Geen defecten	
Compatibiliteit met ENFit				100% compatibel	

*Bij Bionix zijn in een laboratorium proefbanktests van worst-case scenario's uitgevoerd. Sondes waren verstopt met gecoaguleerd eiwit en vezels. De gebruiksaanwijzing voor DeClogger® werden gebruikt ter voorbereiding en verwijdering van verstoppingen. De totale voor de ingreep benodigde tijd, van het meten van de doorgankelijkheid tot en met de zichtbare verwijdering van de verstopping (gecontroleerd met een spuit) werd gemeten met een stopwatch. Een worst-case scenario werd gedefinieerd als de grootste en de kleinste geïndiceerde sonde voor elk type DeClogger. 'Compatibiliteit met ENFit' wordt gedefinieerd als het vermogen van de DeClogger om vrij in het voor ENFit goedgekeurde voedingshulpmiddel te worden ingebracht zonder overbodige kracht te hoeven uitoefenen.

ENFit® en NRFit™ zijn handelsmerken van GEDSA.



INNOVATIEVE OPLOSSINGEN VOOR ALLEDAGSE PROBLEMEN

+1 800.551.7096 • www.bionix.com