

Tubo de alimentação entérica DeClogger®

Bionix® DeClogger ajuda o prestador de saúde a desobstruir os tubos G, J e PEG obstruídos em menos de dois minutos para restaurar a administração de medicação e reduzir a substituição precoce do tubo.



PROBLEMA

Inevitavelmente, ao longo do tempo, a obstrução dos tubos G, J e PEG impede que os pacientes recebam os nutrientes e a medicação.

SOLUÇÃO

DeClogger, um dispositivo roscado flexível e seguro que penetra nas oclusões para restaurar rapidamente a nutrição e a medicação para os pacientes com tubos de alimentação entérica obstruídos.

RESULTADOS

Tubos de alimentação entérica desobstruídos em menos de dois minutos e capazes de fornecer aos pacientes os nutrientes e as medicações que precisam.

“O DeClogger reduziu bastante a minha necessidade de substituir os tubos.”

- Scott Polsky, MD



Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2.732.59.54 • Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-Mail: mail@obelis.net
Bionix LLC • 1670 Indian Wood Circle, Maumee, Ohio 43537, United States
Phone: +1 419.727.8421 • Fax: +1 800.455.5678 • www.Bionix.com



SOLUÇÕES INOVADORAS PARA OS PROBLEMAS QUOTIDIANOS

Tubo de alimentação entérica DeClogger®

OFERTA DE PRODUTOS - São embalados 10 DeCloggers por embalagem.

GASTROSTOMIA OU JEJUNOSTOMIA



DeClogger azul | #911

Tamanho: 14 - 16 French
Comprimento: 39,5 cm
Compatível com ENFit®



DeClogger amarelo | #912

Tamanho: 16 - 22 French
Comprimento: 39,5 cm
Compatível com ENFit®



DeClogger verde | #913

Tamanho: 20 - 22 French
Comprimento: 39,5 cm
Incompatível com ENFit®

TIPO PEG OU DE SUBSTITUIÇÃO



DeClogger castanho | #921

Tamanho: 14 - 16 French
Comprimento: 21,5 cm
Compatível com ENFit®



DeClogger laranja | #922

Tamanho: 18 - 24 French
Comprimento: 21,5 cm
Compatível com ENFit®

BANCO DE ENSAIOS

Banco de ensaios realizados	Tipo de ensaio	Cenário	Número de ensaios	Resultados do ensaio	Nível C/R
Remoção de coágulos	Utilização simulada	Tamanho do tubo máx. e tamanho do tubo mín.; Pior cenário	n=30/tamanho do tubo	100% de êxito	95/90
Tempo para remover coágulo				MÉDIA + DV < 2,0 min.	
Falha de componente				Nenhuma falha	
Compatibilidade com ENFit				100% compatível	

*O banco de ensaios laboratoriais foi realizado na Bionix nos piores cenários possíveis. Os tubos foram obstruídos utilizando uma oclusão de fibra e proteína coagulada. Foram utilizadas as instruções de utilização do DeClogger® para preparar e desobstruir as oclusões. Foi utilizado um cronômetro para medir todo o tempo do procedimento, desde a verificação de desobstrução até à remoção visível do coágulo (verificada com uma seringa). O pior cenário é definido como o maior tubo indicado e o menor tubo indicado para cada tipo de DeClogger. A "Compatibilidade com ENFit" é definida como a capacidade de o DeClogger passar livremente pelo dispositivo de alimentação aprovado ENFit sem qualquer força desnecessária necessária para a introdução.

ENFit® e NRFit™ são marcas comerciais da GEDSA.



SOLUÇÕES INOVADORAS PARA OS PROBLEMAS QUOTIDIANOS

+1 800.551.7096 • www.bionix.com