

Lighted Articulating Ear Curette™

Lighted Articulating Ear Curette van Bionix® biedt zowel verlichting en vergroting als een tip die om 90° scharniert, zodat zorgverleners sneller blokkades in het oorkanaal kunnen zien en verwijderen.



PROBLEEM

Cerumenproppen en vreemde voorwerpen in het oor zijn vaak moeilijk te verwijderen. Zorgverleners kunnen de verstopping niet vanaf de achterkant van de verstopping zien of benaderen om deze te verwijderen.

OPLOSSING

De Lighted Articulating Ear Curette verlicht het oorkanaal helder en heeft een scharnierende tip waardoor de zorgverlener achter de verstopping kan komen.

RESULTATEN

Dankzij directe visualisatie en het scharnieren van de oorcurette is het niet meer nodig om blind de vegende beweging van bovenaf te maken, wat het oorkanaal kan beschadigen. Dit komt de veiligheid en effectiviteit ten goede.

PRODUCTAANBOD

Nr. 2511 - Lighted Articulating VersaScoop® (tip van 3 mm), met 25 scharnierende oorcurettetips, 1 lichtbron en 1 vergrootglas.

Nr. 2200 - Extra lichtbron

Nr. 2265 - Set van 5 vergrootglazen

POTENTIËLE VERGOEDING (UITSLUITEND VS)

CPT-code/Beschrijving

69210 - Voor potentiële vergoeding voor geïmpacteerd cerumen.

69200 - Voor potentiële vergoeding voor verwijdering vreemd voorwerp uit het oor.

30300 - Voor potentiële vergoeding voor verwijdering vreemd voorwerp uit het oor.



Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Brussel, BELGIË
Tel: +(32) 2.732.59.54 • Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-Mail: mail@obelis.net
Bionix LLC • 1670 Indian Wood Circle, Maumee, Ohio 43537, United States
Telefoon: +1 419.727.8421 • Fax: +1 800.455.5678 • www.Bionix.com



INNOVATIEVE OPLOSSINGEN VOOR ALLEDAGSE PROBLEMEN

+1 800.551.7096 • www.bionix.com

©2021 Bionix LLC | Patent # 8,728,107 | INTL-0033-NL | Rev. C