

Lighted Ear Curette™

με μεγεθυντικό φακό

Οι φωτιζόμενες κιουρέτες αυτιών της Bionix® συνδυάζουν φωτισμό και μεγέθυνση για να βοηθήσουν τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να χρειάζονται λιγότερο χρόνο για να δουν και να αφαιρέσουν την κυψελίδα από τον ακουστικό πόρο.



ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η αφαίρεση κυψελίδας με κιουρέτα αυτιών απαιτεί τρία χέρια. Ένα χέρι για τη στήριξη του κεφαλιού του ασθενούς και το ίσιωμα του ακουστικού πόρου, ένα για τον χειρισμό της κιουρέτας και ένα για την τοποθέτηση φωτός προς αποφυγή τυφλής εισχώρησης στο αυτί.

ΛΥΣΗ

Η φωτιζόμενη κιουρέτα αυτιών με μεγεθυντικό φακό φωτίζει έντονα τον ακουστικό πόρο εξαλείφοντας την πρακτική της τυφλής παρέμβασης με κιουρέτα αυτιών στην ευαίσθητη περιοχή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η πλήρης οπτικοποίηση μειώνει τον χρόνο της διαδικασίας και αυξάνει την αποτελεσματικότητα.

“Οι φωτιζόμενες κιουρέτες αυτιών Bionix έχουν πραγματικά αλλάξει την πρακτική μας. Μπορούμε γρήγορα και ανώδυνα να καθαρίζουμε τα αυτιά. Τις αγαπάμε!”

– Nancy Van Keuls, M.D.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΗΠΑ)

Κωδικός/Περιγραφή CPT

69210 - Για πιθανή επιστροφή χρημάτων ενσφηνωμένης κυψελίδας.



Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2.732.59.54 • Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-Mail: mail@obelis.net
Bionix LLC • 1670 Indian Wood Circle, Maumee, Ohio 43537, United States
Phone: +1 419.727.8421 • Fax: +1 800.455.5678 • www.Bionix.com



ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

800.551.7096 • www.bionix.com

©2021 Bionix LLC | INTL-0034-EL | Rev. C

Lighted Ear Curette™ με μεγέθυνση

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Lighted AngleLoop® | #2210
Άκρο διαμέτρου 4 χιλ., παρόμοιο με
Κόκκινο AngleLoop® Safe Ear Curette™.



Lighted MicroLoop® | #2220
Άκρο διαμέτρου 3 χιλ., παρόμοιο με
Πράσινο MicroLoop® Safe Ear Curette™.



Lighted WaveCurette™ | #2230
Νέο κυματοειδές πλατύ άκρο 2,5 χιλ.



Lighted FlexLoop® | #2240
Πλατύ άκρο 4 χιλ. παρόμοιο με
White FlexLoop® Safe Ear Curette™.



Lighted CeraSpoon® | #2250
Πλατύ άκρο 4 χιλ. παρόμοιο με
Κίτρινο CeraSpoon® Safe Ear Curette™.



Lighted InfantScoop® | #2260
Πλατύ άκρο 2 χιλ., παρόμοιο με
Μπλε InfantScoop® Safe Ear Curette™.



Lighted VersaLoop® | #2270
Πλατύ άκρο 3 χιλ., παρόμοιο με
Μοβ VersaLoop® Safe Ear Curette™.



Lighted CeraPik® | #2280
2,5 χιλ. κοίλο άκρο με κάμψη στις 45°.
Ιδανικό για σκληρή, ενσφηνωμένη κυψελίδα
και ξένα σώματα.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

(50 ανά συσκευασία + 1 πηγή φωτός + 1 μεγεθυντικός φακός)

- #2210 - Lighted AngleLoop®
- #2220 - Lighted MicroLoop®
- #2230 - Lighted WaveCurette™
- #2240 - Lighted FlexLoop®
- #2250 - Lighted CeraSpoon®
- #2260 - Lighted InfantScoop®
- #2270 - Lighted VersaLoop®
- #2280 - Lighted CeraPik®
- #2245 - Συσκευασία σετ (Περιλαμβάνει όλους τους τύπους
ρυγχών εκτός του CeraPik®)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

(200 ανά συσκευασία + 4 πηγές φωτός + 4 μεγεθυντικοί φακοί)

- #2201 - Lighted AngleLoop®, Συσκευασία ιατρείου
- #2202 - Lighted MicroLoop®, Συσκευασία ιατρείου
- #2203 - Lighted WaveCurette™, Συσκευασία ιατρείου
- #2204 - Lighted FlexLoop®, Συσκευασία ιατρείου
- #2205 - Lighted CeraSpoon®, Συσκευασία ιατρείου
- #2206 - Lighted InfantScoop®, Συσκευασία ιατρείου
- #2207 - Lighted VersaLoop®, Συσκευασία ιατρείου
- #2208 - Lighted CeraPik®
- #2209 - Συσκευασία σετ (Περιλαμβάνει όλους τους τύπους
ρυγχών εκτός του CeraPik®)

“Η ποικιλία μεγεθών και σχημάτων ρυγχών κάνει την αφαίρεση του κεριού από τα
αυτιά ευκολότερη από ποτέ.” - Carl A. Moritz, Jr., MD



ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ