

Lighted Ear Curette™ com ampliação

As Bionix® Lighted Ear Curettes combinam a iluminação e ampliação para ajudar os prestadores de saúde a demorarem menos tempo a ver e remover em segurança o cerume do canal auditivo.



PROBLEMA

A curetagem auditiva exige três mãos. Uma mão para abraçar a cabeça do paciente e endireitar o canal auditivo, uma para manobrar a cureta e uma para posicionar uma luz de modo a evitar explorar o ouvido às cegas.

SOLUÇÃO

A Lighted Ear Curette com ampliação ilumina brilhantemente o canal auditivo, eliminando a prática de curetagem às cegas da área sensível.

RESULTADOS

A visualização completa reduz o tempo do procedimento e aumenta a eficácia.

“As Bionix Lighted Ear Curettes mudaram realmente a nossa prática. Podemos limpar os ouvidos rapidamente e sem dor. Adoramos estas curetas!” - Nancy Van Keuls, M.D.

POTENCIAL REEMBOLSO (APENAS NOS EUA)

Código CPT/Descrição

69210 - Para o potencial reembolso de cerume impactado.



Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Bruxelas, BÉLGICA
Tel: +(32) 2.732.59.54 • Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-mail: mail@obelis.net
Bionix LLC • 1670 Indian Wood Circle, Maumee, Ohio 43537, EUA
Tel: +1 419.727.8421 • Fax: +1 800.455.5678 • www.Bionix.com



SOLUÇÕES INOVADORAS PARA OS PROBLEMAS QUOTIDIANOS

+1 800.551.7096 • www.bionix.com

©2021 Bionix LLC | INTL-0034-PT | Rev. C

Lighted Ear Curette™ com ampliação

OFERTA DE PRODUTOS



Lighted AngleLoop® | #2210

Laço angulado com 4 mm de diâmetro, semelhante à AngleLoop® Safe Ear Curette™ vermelha.



Lighted MicroLoop® | #2220

Laço com 3 mm de diâmetro, semelhante à MicroLoop® Safe Ear Curette™ verde.



Lighted WaveCurette™ | #2230

Ponta nova ondulada com 2,5 mm de largura.



Lighted FlexLoop® | #2240

Ponta com 4 mm de largura, semelhante à FlexLoop® Safe Ear Curette™ branca.



Lighted CeraSpoon® | #2250

Ponta com 4 mm de largura, semelhante à CeraSpoon® Safe Ear Curette™ amarela.



Lighted InfantScoop® | #2260

Ponta com 2 mm de largura, semelhante à InfantScoop® Safe Ear Curette™ azul.



Lighted VersaLoop® | #2270

Ponta com 3 mm de largura, semelhante à VersaLoop® Safe Ear Curette™ roxa.



Lighted CeraPik® | #2280

Ponta côncava de 2,5 mm dobrada a 45°. Ótima para cerume impactado rígido e corpos estranhos.

EMBALAGENS PADRÃO

(50 por embalagem + 1 fonte de luz + 1 lente de ampliação)

- #2210 - Lighted AngleLoop®
- #2220 - Lighted MicroLoop®
- #2230 - Lighted WaveCurette™
- #2240 - Lighted FlexLoop®
- #2250 - Lighted CeraSpoon®
- #2260 - Lighted InfantScoop®
- #2270 - Lighted VersaLoop®
- #2280 - Lighted CeraPik®
- #2245 - Embalagem variada (inclui todos os estilos de pontas, exceto CeraPik®)

EMBALAGENS CLÍNICAS

(200 por embalagem + 4 fontes de luz + 4 lentes de ampliação)

- #2201 - Embalagem clínica de Lighted AngleLoop®
- #2202 - Embalagem clínica de Lighted MicroLoop®
- #2203 - Embalagem clínica de Lighted WaveCurette™
- #2204 - Embalagem clínica de Lighted FlexLoop®
- #2205 - Embalagem clínica de Lighted CeraSpoon®
- #2206 - Embalagem clínica de Lighted InfantScoop®
- #2207 - Embalagem clínica de Lighted VersaLoop®
- #2208 - Lighted CeraPik®
- #2209 - Embalagem variada (inclui todos os estilos de pontas, exceto CeraPik®)

“A variedade de tamanhos e formas das pontas torna a remoção de cera do ouvido mais fácil do que nunca.” - Carl A. Moritz, Jr., MD



SOLUÇÕES INOVADORAS PARA OS PROBLEMAS QUOTIDIANOS

+1 800.551.7096 • www.bionix.com