

Instrumento de colocación con iluminación

El instrumento de colocación de Bionix® combina iluminación, aumento y 5 guías de profundidad para ayudar a los audiólogos a ahorrar tiempo y colocar de manera segura y precisa un tapón de espuma en lo profundo del oído.



PROBLEMA

Colocar un tapón de espuma en la profundidad del canal auditivo es difícil sin una visualización adecuada.

SOLUCIÓN

El instrumento de colocación con iluminación combina la galardonada tecnología de la Lighted Ear Curette™ con aumento en un diseño exclusivo de bayoneta para una línea mejorada del sitio.

RESULTADOS

Un dispositivo elegantemente delgado, con luz brillante y con un aumento simple para promover la visualización correcta del canal auditivo y lograr una colocación más precisa de los tapones de espuma.

OFERTA DE PRODUCTOS

- N.º 2850** - Herramienta de colocación con iluminación (1 fuente de iluminación, 1 lente de aumento, 15 boquillas de colocación con iluminación)
- N.º 2200** - Fuente de iluminación adicional
- N.º 2265** - Paquete de 5 lentes de aumento
- N.º 2299** - Cordón de la fuente de iluminación



MADE IN
THE U.S.A.



SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LOS PROBLEMAS DE TODOS LOS DÍAS