

Boquilla para irrigación del oído OtoClear®

La irrigación del oído Bionix OtoClear® permite a los profesionales de atención médica utilizar una boquilla blanda, abocinada y de 3 chorros que elimina el desorden, mejora la seguridad del paciente y es compatible con una variedad de dispositivos de suministro para satisfacer las preferencias personales de todos los centros.



PROBLEMA

La irrigación tradicional del oído dirige el agua directamente al interior del canal auditivo, y esto puede ser peligroso, con el riesgo de provocar una perforación del tímpano.

SOLUCIÓN

Las boquillas para irrigación del oído OtoClear® guían el agua hacia la pared del canal auditivo, con tres chorros divergentes, en lugar de dirigirla directamente hacia la membrana timpánica. Además, la boquilla está diseñada con un material blando y flexible para la comodidad del paciente, y su diseño abocinado evita salpicaduras y que se introduzca excesivamente.

RESULTADOS

Un procedimiento limpio y seguro que mejora la eficiencia y la experiencia del paciente.

“En nuestro consultorio, estamos muy conformes con las boquillas blandas (OtoClear). Son más fáciles de maniobrar en el canal auditivo y más cómodas para el paciente”. - Laura Griffith, profesional de asistencia médica



**LAS BOQUILLAS
OTOCLEAR
SON PARA UN SOLO
USO**

Rx ONLY

**LAS BOQUILLAS
OTOCLEAR
ESTÁN HECHAS
EN LOS EE. UU.**



Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Bruselas, BÉLGICA
Tel.: +(32) 2.732.59.54 • Fax: +(32) 2.732.60.03 • Correo electrónico: mail@obelis.net
Bionix LLC • 1670 Indian Wood Circle, Maumee, Ohio 43537, EE. UU.
Teléfono: +1 419.727.8421 • Fax: +1 800.455.5678 • www.Bionix.com



SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LOS PROBLEMAS DE TODOS LOS DÍAS

800.551.7096 • www.bionix.com

©2021 Bionix LLC | INTL-0040-ES | Rev. C

Boquilla para irrigación del oído OtoClear®

OFERTA DE PRODUCTOS



Kit de lavado con spray OtoClear

- Lavado manual intermitente.
- Administra más volumen que las jeringas u otros instrumentos manuales.
- Diseño eficiente que permite utilizar ambas manos en el procedimiento.
- Botella de 500 ml.

N.º 7290 - 1 botella de lavado con spray, 20 boquillas OtoClear, 1 lavabo para oídos

N.º 7295 - 1 botella de lavado con spray, 5 boquillas OtoClear, 1 lavabo para oídos



Kit OtoClear Aquabot®

- Administra más volumen que las jeringas u otros instrumentos manuales.
- Diseño eficiente que permite utilizar ambas manos en el procedimiento.
- Proporciona un chorro continuo sin necesidad de bombear manualmente.
- Botella de 650 ml.

N.º 7270 - 1 botella Aquabot®, 20 boquillas OtoClear, 1 lavabo para oídos

N.º 7275 - 1 botella Aquabot®, 5 boquillas OtoClear, 1 lavabo para oídos



Boquillas de irrigación del oído OtoClear

- Guía el agua hacia la pared del canal auditivo, con tres chorros divergentes, en lugar de dirigirla directamente hacia la membrana timpánica.
- El diseño abocinado evita salpicaduras y que se introduzca excesivamente.

N.º 7200 - Boquillas de irrigación del oído OtoClear (40/caja)

N.º 7202 - Boquillas de irrigación del oído OtoClear (20/caja)

Aquabot® está registrada bajo Lunatech®, utilizadas con autorización de Lunatech®, Inc. Todos los derechos reservados.



SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LOS PROBLEMAS DE TODOS LOS DÍAS

800.551.7096 • www.bionix.com