

Ponta de irrigação auditiva OtoClear®

A Irrigação auditiva OtoClear® da Bionix permite aos profissionais de saúde utilizarem uma ponta macia alargada com 3 fluxos que elimina a desorganização, melhora a segurança do paciente e é compatível com uma série de dispositivos de colocação para satisfazer a preferência pessoal de cada instituição.



PROBLEMA

A irrigação auditiva tradicional injeta água diretamente no canal auditivo, o que pode ser perigoso e corre-se o risco de causar a perfuração do tímpano.

SOLUÇÃO

As Pontas de irrigação auditiva OtoClear® direcionam água para a parede do canal auditivo, com três fluxos divergentes, em vez de diretamente para a membrana do tímpano. A ponta também está concebida com um material macio flexível para o conforto do paciente e um design alargado para impedir salpicos e a inserção excessiva.

RESULTADOS

Um procedimento limpo e seguro que melhora a eficiência e a experiência do paciente.

“O nosso consultório está muito contente com as pontas macias (OtoClear). São mais fáceis de manobrar no canal auditivo e mais confortáveis para o paciente.”

- Laura Griffith, MA



AS PONTAS OTOCLEAR
SÃO APENAS PARA UMA
ÚNICA UTILIZAÇÃO



AS PONTAS OTOCLEAR SÃO
FABRICADAS NOS EUA



Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Bruxelas, BÉLGICA
Tel: +(32) 2.732.59.54 • Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-mail: mail@obelis.net
Bionix LLC • 1670 Indian Wood Circle, Maumee, Ohio 43537, EUA
Tel: +1 419.727.8421 • Fax: +1 800.455.5678 • www.Bionix.com



SOLUÇÕES INOVADORAS PARA OS PROBLEMAS QUOTIDIANOS

Ponta de irrigação auditiva OtoClear®

OFERTA DE PRODUTOS



Kit OtoClear SprayWash

- Lavagem manual intermitente.
- Administra um maior volume em comparação com as seringas ou outros dispositivos manuais.
- O design eficiente permite um procedimento com duas mãos.
- Volume do frasco de 500 ml.

#7290 - 1 frasco SprayWash, 20 pontas OtoClear, 1 bacia da orelha

#7295 - 1 frasco SprayWash, 5 pontas OtoClear, 1 bacia da orelha



Kit OtoClear Aquabot®

- Administra um maior volume em comparação com as seringas ou outros dispositivos manuais.
- O design eficiente permite um procedimento com duas mãos.
- Fornece um fluxo contínuo sem bombeamento manual.
- Volume do frasco de 650 ml.

#7270 - 1 frasco Aquabot®, 20 pontas OtoClear, 1 bacia da orelha

#7275 - 1 frasco Aquabot®, 5 pontas OtoClear, 1 bacia da orelha



Pontas de irrigação auditiva OtoClear

- Direcionam água para a parede do canal auditivo, com três fluxos divergentes, em vez de diretamente para a membrana do tímpano.
- O design alargado impede salpicos e a inserção excessiva.

#7200 - Pontas de irrigação auditiva OtoClear (40/embalagem)

#7202 - Pontas de irrigação auditiva OtoClear (20/embalagem)

Aquabot® está registrada ao abrigo da Lunatech®, utilizada com a permissão da Lunatech®, Inc. Todos os direitos reservados.



SOLUÇÕES INOVADORAS PARA OS PROBLEMAS QUOTIDIANOS

+1 800.551.7096 • www.bionix.com