

SafeStraw™ - Ένα βοήθημα κατάποσης περιορισμού όγκου

Το SafeStraw της Bionix® επιτρέπει στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να διαχειρίζονται με ασφάλεια τον όγκο των υγρών κατάποσης και να βοηθήσουν στη μείωση της εισρόφησης σε ασθενείς με στοματοκινητική δυσλειτουργία.



ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Οι ασθενείς με στοματοκινητική δυσλειτουργία έχουν δυσκολία στον έλεγχο του υγρού βλωμού και συχνά καταπίνουν πρόωρα με αποτέλεσμα την εισρόφηση.

ΛΥΣΗ

Το SafeStraw περιορίζει τον όγκο του υγρού σε αντίστοιχο μιας κουταλιάς (6,2 ml) μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο της εισρόφησης ανά γουλιά ενισχύοντας τον έλεγχο του υγρού βλωμού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο περιορισμός του μεγέθους του βλωμού βοηθάει στη μείωση του κινδύνου εισρόφησης επιτρέποντας στους ασθενείς την ασφαλή, διακριτική, και αυτόνομη κατάποση από ποικιλία δοχείων όπως ποτήρια και φιάλες.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- #1500 - Συσκευασία 12 λευκών SafeStraws αραιών υγρών
- #1510 - Συσκευασία 12 μπλε SafeStraws υγρών μεγάλης πυκνότητας
- #1520 - Συσκευασία σετ (6 λευκά και 6 μπλε SafeStraws)

“Με τον περιορισμό του όγκου της γουλιάς, έχει επίσης αποτρέψει την εισρόφηση στους ασθενείς μου με μειωμένο στοματοκινητικό έλεγχο μετά από εγκεφαλικό. Κάνει τους ασθενείς μου να νιώθουν ασφαλείς και αξιοπρεπείς, καθώς είναι σε θέση να χρησιμοποιούν διακριτικά τη συσκευή σε εστιατόρια μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο.”- Jennifer Hanners, SLP

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΗΠΑ)

Κωδικός/Περιγραφή CPT

92526 - Για δυνατότητα επιστροφής χρημάτων για θεραπεία δυσλειτουργίας κατάποσης ή/και στοματικής λειτουργίας για σίτιση.



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Rx ONLY



MADE IN
THE U.S.A.



WARNING:
CHOKING HAZARD.
Contains small parts.



ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

800.551.7096 • www.bionix.com

©2023 Bionix LLC | Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ # 9,167,928 | INTL- 0046-EL | Rev. 02