

SafeStraw™ - Ayuda para limitar el volumen de las bebidas

Las SafeStraw de Bionix® permiten a los profesionales de atención médica administrar con seguridad el volumen del líquido deglutido y ayudar a reducir la incidencia de aspiración en pacientes con disfunción de la motricidad oral.



PROBLEMA

Los pacientes con disfunción de la motricidad oral tienen dificultad para controlar un bolo líquido y, a menudo, lo ingieren prematuramente, lo que causa el aspirado.

SOLUCIÓN

SafeStraw limita el volumen a aproximadamente una cucharada de té o 6,2 ml, por sorbo para ayudar a reducir la probabilidad de aspirado promoviendo la formación de un bolo líquido que el paciente puede controlar.

RESULTADOS

Las dimensiones limitadas del bolo reducen los riesgos de aspiración y permiten a los pacientes beber con seguridad, discretamente y en forma independiente desde una diversidad de recipientes, como tazas y botellas.

OFERTA DE PRODUCTOS

- N.º 1500** - Caja con 12 SafeStraws blancas y delgadas para líquidos
- N.º 1510** - Caja con 12 SafeStraws azules y gruesas para líquidos
- N.º 1520** - Paquete surtido (6 SafeStraws blancas y 6 azules)

“Al limitar el volumen de cada sorbo, también ha prevenido la aspiración en mis pacientes con motricidad oral reducida después de un accidente cerebrovascular. Permite a mis pacientes sentirse seguros y dignos, ya que son capaces de utilizar el equipo con discreción en restaurantes después de abandonar el hospital”. - Jennifer Hanners, terapeuta del habla y del lenguaje

POSIBLE REEMBOLSO (SOLO EN EE. UU.)

Código de terminología actualizada de procedimientos médicos (CPT, por sus siglas en inglés)/Descripción

92526 - Para posible reembolso para el tratamiento de una disfunción en la deglución y/o función oral para la alimentación.



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Rx ONLY



MADE IN
THE U.S.A.



WARNING:
CHOKING HAZARD.
Contains small parts.


bionix®

SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LOS PROBLEMAS DE TODOS LOS DÍAS

800.551.7096 • www.bionix.com

©2023 Bionix LLC | Patente de los EE. UU. n.º 9,167,928 | INTL-0046-ES | Rev. 02