

SafeStraw™ - Aide à boire limitant le volume

La paille SafeStraw de Bionix® permet aux professionnels de santé de gérer en toute sécurité le volume de liquide ingurgité et de réduire la fréquence d'aspiration des patients souffrant de troubles de la motricité orale.



PROBLÈME

Les patients souffrant de troubles de la motricité orale ont du mal à contrôler un bolus liquide et avalent souvent prématurément, ce qui les oblige à aspirer.

SOLUTION

La paille SafeStraw limite le volume à environ une cuillère à café, ou 6,2 ml, par gorgée, contribuant ainsi à réduire le risque d'aspiration en favorisant un bolus liquide contrôlable.

RÉSULTATS

Le volume limité du bolus aide à réduire les risques d'aspiration, permettant aux patients de boire en toute sécurité, discrètement et de façon autonome dans divers contenants, tels que des gobelets et des bouteilles.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

- N° 1500** - Boîte de 12 pailles SafeStraw pour liquides légers, blanches
- N° 1510** - Boîte de 12 pailles SafeStraw pour liquides épais, bleues
- N° 1520** - Boîte diverse (6 pailles SafeStraw blanches et 6 pailles SafeStraw bleues)

« En limitant le volume par succion, nous empêchons aussi l'aspiration chez les patients atteints de troubles du contrôle de la motricité orale après un accident vasculaire cérébral. Cela dissipe les craintes de mes patients et leur permet de gagner en dignité, car ils peuvent utiliser discrètement cette paille dans les restaurants après avoir quitté l'hôpital. » - Jennifer Hanners, SLP

REMBOURSEMENT POTENTIEL (ÉTATS-UNIS UNIQUEMENT)

Code CPT/Description

92526 - Pour remboursement potentiel du traitement d'un dysfonctionnement de la déglutition et/ou de la fonction orale pour l'alimentation.



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Rx ONLY



MADE IN
THE USA



**WARNING:
CHOKING HAZARD.**
Contains small parts.



DES SOLUTIONS INNOVANTES AUX PROBLÈMES QUOTIDIENS