

SafeStraw™: un ausilio per bere che limita i volumi

Bionix® SafeStraw consente agli operatori sanitari di gestire in modo sicuro il volume dei liquidi ingeriti e di contribuire a ridurre l'occorrenza di aspirazione nei pazienti con disfunzioni motorie orali.



PROBLEMA

I pazienti con disfunzioni motorie orali hanno difficoltà a controllare un bolo liquido e spesso deglutiscono prematuramente causando l'aspirazione.

SOLUZIONE

SafeStraw limita il volume a circa un cucchiaino da tè, o 6,2 ml, per sorso, contribuendo a ridurre la probabilità di aspirazione promuovendo un bolo liquido controllabile.

RISULTATI

La dimensione limitata del bolo aiuta a ridurre i rischi di aspirazione permettendo ai pazienti di bere in modo sicuro, discreto e indipendente da vari contenitori come tazze e bottiglie.

OFFERTA DI PRODOTTI

- N. 1500** - Scatola da 12 SafeStraw bianchi sottili per liquidi
- N. 1510** - Scatola da 12 SafeStraw blu spessi per liquidi
- N. 1520** - Confezione Vari (6 SafeStraw bianchi e 6 blu)

“Limitando il volume per ogni aspirazione, ha anche impedito l'aspirazione nei miei pazienti che hanno visto diminuire il controllo motorio orale a seguito di un ictus. Fa sentire i miei pazienti sicuri e dignitosi, in quanto sono in grado di usare il dispositivo con discrezione nei ristoranti dopo aver lasciato l'ospedale”. - Jennifer Hanners, foniatra

EVENTUALE RIMBORSO (SOLO USA)

Codice CPT/Descrizione

92526 - Per l'eventuale rimborso per il trattamento di una disfunzione della deglutizione e/o della funzione orale per l'alimentazione.



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Rx ONLY



MADE IN
THE USA



**WARNING:
CHOKING HAZARD.**
Contains small parts.


bionix®

SOLUZIONI INNOVATIVE PER I PROBLEMI DI OGNI GIORNO