

# SafeStraw™

## - Um auxiliar de bebida para a limitação de volume

Bionix® SafeStraw permite aos prestadores de saúde gerirem em segurança o volume de líquido ingerido e ajuda a reduzir a ocorrência de aspiração em pacientes com disfunção motora oral.



### PROBLEMA

Os pacientes com disfunção motora oral têm dificuldade em controlar um bolus líquido e, muitas vezes, engolem prematuramente causando aspiração.

### SOLUÇÃO

SafeStraw limita o volume para aproximadamente uma colher de chá, ou 6,2 ml, por gole, ajudando a reduzir a probabilidade de aspiração ao promover um bolus líquido controlável.

### RESULTADOS

Um tamanho de bolus limitado ajuda a reduzir os riscos de aspiração permitindo aos pacientes beberem em segurança, de forma discreta e independente, utilizando uma variedade de recipientes, como copos e garrafas.

### OFERTA DE PRODUTOS

- #1500** - Embalagem de 12 SafeStraws brancas para líquido fino
- #1510** - Embalagem de 12 SafeStraws azuis para líquido espesso
- #1520** - Embalagem variada (6 SafeStraws brancas e 6 azuis)

*“Ao limitar o volume por gole, também impede a aspiração nos meus pacientes que têm uma diminuição do controlo motor oral após um AVC. Faz com que os meus pacientes se sintam seguros e com dignidade, pois conseguem utilizar discretamente o dispositivo em restaurantes depois de saírem do hospital.” - Jennifer Hanners, SLP*

### POTENCIAL REEMBOLSO (APENAS NOS EUA)

Código CPT/Descrição

**92526** - Para o potencial reembolso para o tratamento de uma disfunção na deglutição e/ou função oral para alimentação.



SINGLE PATIENT  
MULTIPLE USE

**Rx ONLY**



MADE IN  
THE USA



**WARNING:**  
CHOKING HAZARD.  
Contains small parts.



SOLUÇÕES INOVADORAS PARA OS PROBLEMAS QUOTIDIANOS

+1 800.551.7096 • [www.bionix.com](http://www.bionix.com)

©2023 Bionix LLC | Patente dos EUA n.º 9,167,928 | INTL-0046-PT | Rev. 02